



FITNESS & BEAUTY

CRYO TOTAL



Esplora l'innovazione con la **camera ad aria refrigerata** per trattamenti di crioterapia grazie a **Cryo Total**, progettata per offrire il massimo del benessere nel tuo centro. Concediti l'opportunità di offrire ai tuoi clienti un'esperienza rivoluzionaria, dove immergersi in temperature di **-140 gradi** per una sessione trasformativa di 2-3 minuti. Grazie alla potenza della crioterapia, questa avanzata camera ottimizzerà la loro salute, fornendo sollievo dal dolore, migliorando la composizione corporea e rinvigorendo l'energia vitale.

Con una diminuzione dell'infiammazione e un aumento della qualità del sonno, i tuoi clienti sperimenteranno un benessere senza pari. Offri nel tuo centro una soluzione all'avanguardia che promette di ottimizzare le prestazioni e di portare il benessere a nuovi livelli. Sistema innovativo per la separazione dei vapori, garantisce un ambiente con aria completamente respirabile per il cliente, senza alcun contatto con i vapori di azoto.




CURA DEL CORPO E DELLA MENTE

Con la crioterapia, apri le porte a un nuovo livello di cura del corpo e della mente, le strategie di raffreddamento sono state utilizzate per secoli per migliorare le prestazioni e migliorare il recupero.

Migliora il recupero e le prestazioni atletiche

Molti atleti di alto livello utilizzano la crioterapia per accelerare il recupero muscolare e migliorare le prestazioni complessive.



L'esposizione al freddo favorisce una rapida riduzione dell'infiammazione post-allenamento, consentendo agli atleti di tornare in forma più velocemente e con meno dolori, migliorando i risultati dell'allenamento.

Favorisce il sollievo dall'insonnia

La crioterapia stimola la produzione di endorfine, le quali possono fornire sollievo a chi soffre di insonnia. Poiché la mancanza di sonno è spesso correlata allo stress, questo trattamento può essere utile per migliorare il riposo notturno e favorire un ciclo sonno-veglia equilibrato.

Riduce dolori muscolari e articolari

Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, la crioterapia può ridurre il dolore muscolare e articolare. È particolarmente efficace nel fornire sollievo a chi soffre di artrite e aiuta nella ripresa da lesioni sportive, diminuendo infiammazione e gonfiore. Ciò consente una maggiore mobilità e una migliore qualità della vita per chi è affetto da dolori cronici.

Allevia l'infiammazione

Il freddo stimola la produzione di citochine, proteine che regolano la risposta immunitaria, e aumenta il flusso sanguigno, facilitando il trasporto di cellule immunitarie e nutrienti essenziali. Questo processo riduce l'infiammazione e migliora la guarigione a livello sistemico.



Stress e ansia

Il rilascio di endorfine durante la crioterapia può migliorare l'umore, alleviando sintomi di stress, ansia e depressione. La sensazione di benessere che ne deriva può influenzare positivamente la qualità della vita, favorendo una mente più rilassata e una maggiore resilienza agli stati emotivi negativi.

PRECOOLING RAPIDO E PERSONALIZZATO: LA RIVOLUZIONE DELLA CRIOTERAPIA

La tecnologia Cryo Total Body consente una personalizzazione completa del trattamento, permettendo di regolare una finestra che separa la testa dall'ambiente freddo. Si può quindi scegliere di eseguire una sessione di crioterapia per l'intero corpo o concentrarsi su specifiche aree, regolando la circolazione dell'aria fredda all'interno della capsula.

Cryo Total Body è un sistema innovativo che separa i vapori, creando un ambiente con aria al 100% respirabile, evitando il contatto diretto con i vapori di azoto. Questo garantisce maggiore sicurezza e comfort per il cliente durante il trattamento. Studi scientifici indicano che l'efficienza ottimale si raggiunge esponendo il corpo a temperature tra i -120°C e -140°C (-184°F e -284°F) per un tempo variabile da 1 a 3 minuti. Questa esposizione riduce rapidamente la temperatura superficiale della pelle, promuovendo benefici per il recupero muscolare, la riduzione dell'infiammazione e altri vantaggi legati al trattamento crioterapico.



PROGRAMMA PERSONALIZZABILE

Un nuovo modo di vivere il benessere, grazie a un sistema che offre la possibilità di scegliere tra tre programmi predefiniti e uno manuale. Ogni programma si distingue per la sua combinazione unica di intensità e temperatura, permettendo di personalizzare l'esperienza in base alle proprie necessità.

Con sessioni rapide di 2-3 minuti a temperature che raggiungono i -140 gradi, si accede a un trattamento rigenerante e altamente efficace. Un'opportunità per sperimentare un nuovo livello di benessere su misura.



INTERFACCIA INTUITIVA PER UN CONTROLLO COMPLETO

Il display da 21", integrato in una struttura senza cornici, offre un'esperienza visiva senza distrazioni. Grazie all'ampia superficie del monitor, è possibile accedere a un'interfaccia pulita e intuitiva che visualizza diversi parametri durante la sessione.

Questo design ottimizzato garantisce una leggibilità superiore e una facilità d'uso eccezionale, consentendo di monitorare e controllare tutti i parametri, inclusa la temperatura, direttamente dall'interno della cabina. Un'innovazione che rende ogni trattamento ancora più efficiente e piacevole.




SICUREZZA E CONTROLLO AVANZATO

CRYO TOTAL BODY offre funzionalità avanzate per garantire un'esperienza di trattamento sicura e controllata.

Tra le sue caratteristiche, è presente un sensore della porta che rileva se viene aperta durante la sessione. In tal caso, il sistema si mette automaticamente in pausa, assicurando la massima sicurezza dell'utente.

Questa attenzione ai dettagli permette di concentrarsi sui benefici del trattamento, sapendo di essere protetti in ogni momento.




DOTATA DI SENSORI AVANZATI



La capsula è dotata di sensori avanzati progettati per mantenere la cabina pulita e prevenire l'umidità. Grazie all'innovativa tecnologia delle pompe di calore, la cabina si asciuga in modo rapido ed efficiente, garantendo un ambiente ottimale per ogni trattamento. Questa funzionalità non solo migliora l'esperienza complessiva, ma contribuisce anche a preservare l'integrità e la pulizia dello spazio, assicurando così un utilizzo sicuro e confortevole.



DIMENSIONI ESTERNE



DISPLAY PROGRAMMABILE



SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni e Peso	
Altezza	2325 mm
Larghezza	1973 mm
Profondità	1248 mm
Peso totale	290 kg
Peso totale con imballaggio	390 kg

Alimentazione elettrica	
Voltaggio	230V, 50 Hz/110 V, 60Hz

Caratteristiche Tecniche

Intervallo di temperatura nella cabina di CRYOSAUNA durante una sessione (adattabile)	da -110°C a -140°C
Durata della singola sessione (regolabile)	1-3 min
Tempo massimo di ogni singola sessione	3 minuti

Raffreddamento

Metodo di raffreddamento	Azoto liquido criogenico
Tempo di raffreddamento (con tubo di alimentazione corto (2m) e tubo di scarico corto (2m))	3-5 min



FITNESS & BEAUTY

E' UN PROGETTO



CARLO DE GIORGI

CARLO DE GIORGI S.R.L.

Via Tonale n. 1 - 20021 Baranzate (Mi)

Tel. 02/356.15.43 - Numero verde 800 100793- info@fitnessbeauty.it

www.fitnessbeauty.it

SHOW ROOM & ACADEMY

Via Pace n. 47 - 20017 Rho (Mi)

Visita il nostro sito o chiamaci e prenota una consulenza gratuita con il nostro specialista!

Seguici su

